


Top Bull SHEATH & APPLICATOR

トップブル注入器 & トップブル注入器用サヤ



精度の高い人工授精を。



トップブル注入器は直径が小さく、サヤの先端が特殊な形状をしているので、未経産牛の細い頸管を通すことができました。

また、私たちの実施した120本の凍結、融解したストローでの実験では、ストローに残った最後の精液に高い運動性と濃度が確認されました。

Lucie Gavin-Plagne, Field Trials Engineer, IMV Technologies


その精度を体感せよ

サヤ先端に残ってしまう精液が1/3に減少

特殊な形状の先端

サヤ、ストロー、
注入器がフィット

直径10%減



精液使用の最適化

特殊なサヤの形状により、従来の注入器と比べて、
約5%多くの精液を注入できます。

また、ストローがサヤにフィットするため、精液のバックフローを
減らすことができます。

未経産牛への人工授精が簡単に

従来の注入器と比べ直径を約10%小さくし、
サヤの先端を特殊な形状にすることによって、
未経産牛の細い頸管に簡単に通すことができます。

専用注入器

トップブル注入器は、0.25mLミニストロー、
トップブル注入器用サヤと一緒に使用します。
注入器、ミニストロー、サヤのフィット感向上により、
ベストな人工授精が可能になりました。

ミニストロー



精度の高い
人工授精を。



 株式会社 野澤組 機械部 <https://www.totalapproach.co.jp/> 野澤組のトータルアプローチ

本 社 機 械 部 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-5-2 (東宝日比谷プロムナードビル)

北 海 道 営 業 本 部 〒080-0048 北海道帯広市西18条北1-1-2

九 州 営 業 所 〒862-0954 熊本県熊本市中央区神水2-10-7 (光永ビル)

電話: (03) 3528-8106

FAX: (03) 3528-8125

電話: (0155) 67-5025

FAX: (0155) 67-6207

電話: (096) 381-3914

FAX: (096) 381-3841

