

人工授精用精液 凍結保存用

α straws

アルファストロー




ストローが光る！？

アルファストロー(標準タイプ)は、綿栓が湿ると蛍光色に変化するので、きちんと充填されているか一目瞭然で確認できます。



色が変わる！？

アルファストロー(温度感知タイプ)は、凍結保存済み精液を37℃で融解した場合、ストロー本体の色が変化し、融解を確認できます。



▶アルファストロー(標準タイプ)

容量:0.25mL, 0.50mL
入り数:2,000本/袋

カラー種類:

クリア、パステルグレー、白、
ピスタチオ、パステルレッド、
温度感知タイプ
計6種類

▶アルファストロー(温度感知タイプ)

アルファストロー0.25mLの綿栓は当社従来のストローと比べて吸水率が低いため、貴重な精液を無駄にしません。生産性の向上が期待できます。

 **株式会社 野澤組 機械部** <https://www.totalapproach.co.jp/> 野澤組の **トータルアプローチ**

本 社 機 械 部 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-5-2 (東宝日比谷プロムナードビル)

北 海 道 営 業 本 部 〒080-0048 北海道帯広市西18条北1-1-2

九 州 営 業 所 〒862-0954 熊本県熊本市中央区神水2-10-7 (光永ビル)

電話: (03) 3528-8106

FAX: (03) 3528-8125

電話: (0155) 67-5025

FAX: (0155) 67-6207

電話: (096) 381-3914

FAX: (096) 381-3841

